

Precision Termometer från MI

MI är för de flesta kända som mätinstrumentens Rolls Rolls med sina olika bryggor för extrem noggrannhet som oftast används av Nationella lab. MI9060 Precisions termometer har hög noggrannhet, är snabb och har hög stabilitet. Termometern har 2 kanaler för resistiva givare simultan mätning. Alla avläsningar kan sparas på en USB-sticka eller trådlöst i realtid till PC. MI9060 stödjer ITS-90, IEC-751 (DIN) och CVD för olika PRT's. Instrumentet är ett perfekt val för precisionsmätning eller kalibrering.



Tekniks Data

- Hög noggrannhet: ± 0.01 °C över hela området
- Hög upplösning: 0.001 °C över hela området
- Temperatur område: -200 °C to 850 °C
- Två ingångar för simultan avläsning
- Data lagring på USB

För mer data klicka [här](#)

Hel serie med SPRT sensorer

MI lanserar även en hel serie SPRT sensorer av olika typ till ett mycket konkurrenskraftigt pris.



Tekniks Data MI1960:

Drift: vid 0.01C <0.003C/100timmar vid 670C,

Drift: <0.005C/år

Egenuppvärmning: 0.0015C @ 1mA

Område: -200 till 670 degC

Sensornlängd: 42mm

Repeterbarhet: 0.001C

Pris från 33 000kr

För mer info klicka [här](#).

För mer info kontakta

Mats Svensson
Caltech AB
Fågelviksvägen 7
145 53 Norsborg
Sweden
Phone: +46 (0) 8 534 703 42 (direct)
Mobil: +46 (0) 733 500 098
Phone +46 (0) 8 534 703 40
mail: mats.svensson@caltech.se